

西氏助您加速进入药品开发下一阶段

West READY PACK

细胞基础疗法是应对各种健康问题的独特解决方案。为您的细胞系选择合适的包装组件有助于降低细胞破裂和死亡的风险，增强您进行关键稳定性和完整性检测的能力，并且便于过渡到下一开发阶段。

低温储存的挑战



细胞系需要低温储存。玻璃包装容器无法解决低温储存的挑战，也不能在此类温度下保持密封完整性。处置西林瓶或将其转入室温环境时的破碎和开裂等问题会造成浪费并增加成本。您可以使用DAIKYO CRYSTAL ZENITH®(CZ)西林瓶从而减少这些问题，该西林瓶由耐破裂的环烯烃聚合物制成，具有出色的热学特性，可耐受低温，高压灭菌并在低温时保持容器的密封完整性。

检查过程中的问题

冷冻管是对细胞系进行包装的最佳方法吗？ 再请斟酌。许多冷冻管不透明，使目视检查变得困难。Daikyo CZ西林瓶清晰透明，可进行100%目视检测。



WEST READY PACK®组件 – 一套明晰的解决方案



通过设计能够承受严苛的低温冷冻和解冻条件的解决方案，在开发早期解决包装挑战，您将节省时间和精力，并有助于从研发到后期开发的顺利过渡。West Ready Pack西林瓶，胶塞和铝盖可帮助您完成开发的下一阶段。由于无需更换包装，工艺放大变得非常简单。

请随时联系西氏或访问www.westpharma.com，了解有关West Ready Pack组件如何帮助您进入下一阶段开发，同时降低与低温存储相关风险的更多信息。

West Pharmaceutical Services, Inc. | 530 Herman O. West Drive, Exton, PA 19341

West 和钻石徽标、By your side for a healthier world和 FluroTec 是 West Pharmaceutical Services, Inc. 在美国和其他司法管辖区的注册商标或商标。

Daikyo Crystal Zenith® 是 Daikyo Seiko, Ltd. 的注册商标。Daikyo Crystal Zenith®与 FluroTec 技术获得Daikyo Seiko, Ltd.的许可。

细胞治疗用无菌包装组件

West READY PACK

West Ready Pack西林瓶、胶塞和铝盖小批量供应，非常适合在研发过程中使用，是您的细胞疗法产品开发过程中药品包装需求的一站式解决方案。



西林瓶

选择2mL或5mL Daikyo Crystal Zenith西林瓶，由抗破裂的环烯烃聚合物制成，适用于低温储存和运输。



胶塞

- 根据美国，欧洲或全球市场选择配方和款式，以满足全球范围给药和相容性要求
- 13毫米和20毫米胶塞



铝盖

使用FLIP-OFF®铝盖保持容器密封系统的完整性。可供应无菌、即用型铝盖

联系西氏

请随时联系西氏或访问www.westpharma.com，了解有关West Ready Pack组件如何帮助您进入下一阶段开发，同时降低与低温存储相关风险的更多信息。



West Pharmaceutical Services, Inc. | 530 Herman O. West Drive, Exton, PA 19341

West 和钻石徽标、By your side for a healthier world和 FluroTec 是 West Pharmaceutical Services, Inc. 在美国和其他司法管辖区的注册商标或商标。

Daikyo Crystal Zenith® 是 Daikyo Seiko, Ltd. 的注册商标。Daikyo Crystal Zenith® 与 FluroTec 技术获得Daikyo Seiko, Ltd.的许可。