




Richtmasse
Dimensions indicatives
Standard Dimensions

6.75	6.6	6.1	7.85
$\phi A \pm 0.1$	$\phi B \pm 0.15$	$\phi C \pm 0.15$	$H \pm 0.4$

Spezifische Masse der Gummisorten siehe Zusatzblatt
Dimensions spécifiques aux formulations voir P. J.
Specific dimensions of the formulations see encl.

Dimension are indicated in mm!

Revision Nb. 2

West
Delivering Innovative Solutions

Masse ohne Toleranzangabe ISO 3302 Class M 3
Dimensions sans indications de limites ISO 3302 Class M 3
Unlimited dimensions ISO 3302 Class M 3

Ersatz für:
Remplace:
Replacement for: 2340 from 27.09.04

Ersetzt durch:
Remplacé par:
Replaced by:

Maßstab:
Ech:
Scale:

8:1

gez.
dessiné:
drawn:

He

19.06.08

gepr.:
contr.:
checked:

20.06.08

R

FluroTec[®] - Kolben
Piston - FluroTec[®]
FluroTec[®] - plunger

1ml

Art. Nr.: Art. No.:

2340

An unseren Zeichnungen behalten wir uns alle Eigentums- und Urheberrechte vor. Sie dürfen ohne unsere schriftliche Einwilligung nicht vervielfältigt und Dritten nicht zugänglich gemacht werden.
Sie sind auf Verlangen unverzüglich zurückzugeben.
Ce document est notre propriété. Il ne peut être reproduit ou communiqué à des tiers sans notre autorisation écrite. Il doit être restitué immédiatement sur simple demande de notre part.
This drawing is our property. It is not allowed to make copies or to communicate to third without written permission. It must be returned immediately on our demand.